



## LISTA DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO VETERINÁRIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Tipo de pesquisa	Matriz	Espécie	Método	Tempo máximo de resposta/ dias úteis
Serologia/Imunologia				
Ac anti- <i>Chlamydomphila abortus</i>	Soro	Bovina, Ovina, Caprina	ELISA	15
Ac anti- <i>Neospora caninum</i>	Soro	Bovina, Ovina, Caprina		
Ac anti- <i>Coxiella burnetii</i>	Soro	Bovina, Ovina, Caprina		
Ac anti- <i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>	Soro	Bovina, Ovina, Caprina		
Ac anti-Maedi Visna	Soro	Ovina		
Ac anti- <i>Brucella ovis</i>	Soro	Ovina		
Ac anti-CAEV	Soro	Caprina		
Ac anti-gB anti <i>Besnoitia besnoiti</i>	Soro	Bovina		
Ac anti-gB anti-herpesvírus -1 (IBR)	Soro	Bovina	PE011*	
Ac anti-gE para o herpesvírus -1 (IBR)	Soro	Bovina	PE010*	
Ac p80 anti-vírus de BVD/ BD	Soro	Bovina, Ovina, Caprina	PE009*	
Ag <sup>Erns</sup> do vírus de BVD	Amostras biológicas de origem animal	Bovina	PE008*	
Ac anti- <i>Brucella abortus/melitensis</i>	Soro	Várias	PE001* (Rosa de Bengala) PE002* (Fixação do complemento)	10
Ac anti-BLV (leucose)	Soro	Bovina	PE004*	
Ac totais anti-gE para o vírus PRV (doença de Aujeszky)	Soro	Suína	PE005*	
Análises parasitológicas				
Pesquisa de hemoparasitas	Sangue total	Várias	Microscopia	15
Pesquisa de ácaros agentes de sarna	Raspagem de pele			
Pesquisa de parasitas gastrointestinais	Fezes		Willis/ McMaster/ Sedimento	21
Parasitas gastrointestinais/ pesquisa e identificação de <i>Fasciola hepatica</i>			Coprocultura/ Microscopia	
Identificação de coccídeos			Coprocultura/ Microscopia	
Pesquisa de <i>Cryptosporidium</i>				
Anatomia patológica				
Necropsia	NA	Animais de produção, pequenos animais, espécies exóticas	NA	30
Exame de órgãos				
Outras análises				
Pesquisa de inibidores	Leite	Bovina, Ovina, Caprina	Colorimétrico	1
Diarreias neonatais	Fezes	Bovina, Ovina, Caprina	Imunoensaio	3
Exame bacterioscópico	Tecidos e/ou órgãos	Animais de produção, pequenos animais, espécies exóticas	Microscopia	7



## LISTA DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO VETERINÁRIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Ac → anticorpos    Ag → antigénio    NA → Não aplicável    \* - Ensaios acreditados [http://www.ipac.pt/pesquisa/ficha\\_lae.asp?id=L0538](http://www.ipac.pt/pesquisa/ficha_lae.asp?id=L0538)